


VELFORM® EPILWIZ



English

Thank you for purchasing the Velform® Epilwiz, the hair removal device that precisely eliminates the finest hair at the root.

WARNINGS

- Please read these instructions carefully before using the Velform® Epilwiz for the first time.
- Use the Velform® Epilwiz only for the purposes indicated in this instruction manual.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Keep your Velform® Epilwiz out of reach of children.
- This device may be used by children over the age of eight, by people with reduced physical, sensory or mental abilities, and by people without experience or knowledge, provided they are supervised or have been given instructions on how to use the device safely, and they understand the risks involved.
- To avoid all risks, keep your Velform® Epilwiz switched off when not in use.
- Never charge the battery if the temperature is below 0°C. Use, charge and store the device at a temperature between 5°C and 35°C.
- Avoid charging the battery by exposing it to direct sunlight or near a heat source.
- Never charge the battery continuously for more than 48 hours.
- Keep your Velform® Epilwiz dry at all times. Do not store it in damp places or near containers of water. If the unit falls into water, do not touch it or use it again.

- Always use your Velform® Epilwiz on clean, dry skin that is free of all cosmetic products, including creams.
- Keep the Velform® Epilwiz away from eyelashes, hair and clothing during use.
- Do not use the Velform® Epilwiz if you have acne, moles, diabetes, eczema, haemophilia, immune deficiency, rosacea, varicose veins or sores, or when your skin is irritated or inflamed. Consult your doctor first.
- If you have a previous illness of any kind, consult your doctor before using the device.
- If you are fitted with a pacemaker, consult your doctor before using the device.
- If you have never removed your body hair or if you haven't done it for a long time, you may notice an itching sensation or discomfort after using the device. It will go away in subsequent sessions. You feel this sensation because the Velform® Epilwiz eliminates hair at the root.
- Because the Velform® Epilwiz removes hair at the root, some new hairs may become ingrown. In that case, we recommend massaging the area and washing it with a loofah sponge.
- Consult your doctor about any red patches or irritation that lasts for more than three days.
- Wipe down your Velform® Epilwiz before and after each use to prevent any bacteria from making contact with the skin and causing irritation.
- To remove hair in the bikini and underarm areas, we recommend exfoliating first to prevent ingrown hairs. If you have not removed hair in these areas for a long time, it's a good idea to trim or shave the area before the first session.

DESCRIPTION

- 1- ON/OFF button
- 2- Protective cap for hair removal head
- 3- Accessory for sensitive areas
- 4- LED light
- 5- USB head connector
- 6- USB cable

HOW TO CHARGE THE PRODUCT

- Fully charge the device before using it for the first time or after a long period of disuse.
- Plug the USB end of the USB Cable (6) into a USB port on your computer as shown in Image A).
 - Insert the other USB end of the USD Cable (6) into the mini USB port on the back of your Velform® Epilwiz (5), as shown in Image B. And charge it. You can charge it by connecting it to a computer or USB charger.

The device takes approximately 1 hour and 50 minutes to fully charge; when fully charged, the Velform® Epilwiz has a battery life of 80 minutes.

When charging, a red light illuminates; when the battery is fully charged, the light turns green.

When the device is switched on, the green light on the bottom of the product (next to the USB cable connector) stays on.

When the battery is low (when the remaining battery is around 5%) the green light flashes, reminding you to charge the device.

NOTE: Velform® Epilwiz will automatically switch off when it detects low voltage (low voltage means less than 3.2V).

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Charge the Velform® Epilwiz completely.
2. When using your Velform® Epilwiz, make sure you pull the skin taut in the area you are working on to prevent discomfort.
3. Turn on your Velform® Epilwiz by sliding the on/off button upwards. The led light will turn on.
4. It's not necessary to press down on the hair removal area.
5. To become familiar with the device, we recommend using it first on your chin.
6. Slide the Velform® Epilwiz across the skin against the direction of hair growth.
7. When you have finished using the appliance, slide the on/off switch down.
8. The accessory for sensitive areas (3) is for removing hair in delicate areas. When your goal is more in-depth hair removal or the area is not delicate, remove this accessory and use the Velform® Epilwiz with the head completely exposed. To remove the accessory for sensitive areas, just slide it up.
9. Carefully clean the hair removal head after each use (see the Cleaning section).
10. We recommend applying moisturizer to soothe the skin after hair removal.
11. When you remove hair for the first time, we recommend doing it in the evening so that any skin redness can go away during the night.

USEFUL TIPS

- Velform® Epilwiz can be used to remove hair on the upper lip, cheeks, chin and between the eyebrows.
 - Velform® Epilwiz can be used to remove hair in and around the eyebrows, but never to shape the eyebrows.
 - To remove hair on your legs, bikini line or underarms, the hair must be at least 5 mm long.
 - Be very careful when removing hair on the upper lip. Pull the skin taut with your fingers.
- ### CLEANING
1. Make sure that the Velform® Epilwiz is off before cleaning the device.
 2. Remove the accessory for sensitive areas.
 3. Use a cleaning brush to eliminate loose hairs.
- IMPORTANT: To remove any traces of oil or grease, use cotton wool with just a few drops of alcohol. Do not saturate the cotton wool with alcohol.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Batteries: Lithium-ion battery 3.7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA

Quality Warranty

This product is covered by a warranty against manufacturing defects subject to the time periods stipulated by the legislation in force in each country.

This warranty does not cover damages resulting from inadequate use, negligent commercial use, abnormal wear and tear, accidents or improper handling.

Australia & New Zealand only

This product has the benefit of certain Consumer Guarantees. These are prescribed by the Australian Consumer Law & the New Zealand Consumer Guarantees Act 1993 both of which provide protection for consumers. There is no express warranty for this product in Australia or New Zealand. The above paragraph refers to other countries.

The WEEE Directive calls for all old or defective electrical and electronic products to be disposed of in a way that is safe for the environment. This symbol indicates that this product should not be disposed of with other household waste.

Contact the authorized organization in your area for information on the closest collection centre.

Made in China

Español

Gracias por comprar Velform® Epilwiz, el depilador que elimina con precisión el vello más fino desde la raíz.

ADVERTENCIAS

- Por favor lea completamente y con detenimiento las instrucciones de uso antes de utilizar Velform® Epilwiz.
- Utilice Velform® Epilwiz sólo para los supuestos recogidos en el manual de instrucciones.
- Guarde las instrucciones para posibles dudas en el futuro.
- Mantenga su Velform® Epilwiz fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida o que no tengan experiencia o el conocimiento suficiente, siempre que sean supervisados o se les hayan dado las instrucciones adecuadas para el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos que implica.
- Para evitar todo tipo de riesgo mantenga Velform® Epilwiz desconectado cuando no lo utilice.
- Nunca cargue la batería si la temperatura es inferior a 0 °C. Utilice, cargue y guarde el aparato a una temperatura entre 5 °C y 35 °C.
- Evite cargar la batería exponiéndola a la luz directa del sol o cerca de una fuente que desprenda calor.
- Nunca cargue la batería de forma ininterrumpida durante más de 48 horas.

- Mantenga su Velform® Epilwiz siempre seco. No lo guarde en lugares húmedos, o cerca de recipientes con agua. Si la unidad cayese al agua, no la toque ni vuelva a utilizarla.
- Utilice siempre Velform® Epilwiz con la piel limpia y seca, y libre de cualquier producto cosmético, incluso cremas.
- Mantenga Velform® Epilwiz alejado de pestañas, cabello y ropa durante su uso.
- No utilice Velform® Epilwiz si tiene acné, lunares, diabetes, eczemas, hemofilia, deficiencia inmunitaria, rosácea, varices, heridas o cuando la piel esté irritada o inflamada. Consulte primero a su médico.
- Ante cualquier enfermedad previa, consulte con su médico antes de usarlo.
- Si tiene un marcapasos, consulte con su médico antes de usar.
- Si nunca se ha depilado o hace mucho tiempo que no lo hace, puede que en las primeras sesiones sienta una sensación de picor o irritación que irá desapareciendo en sesiones sucesivas. Esto es debido a que Velform® Epilwiz arranca el vello de raíz.
- Es posible que algún vello pueda crecer hacia adentro, debido a que Velform® Epilwiz arranca el vello de raíz. En este caso le aconsejamos masajes en la zona, así como el uso de esponjas vegetales.
- Consulte a su médico en caso de rojeces o irritaciones de más de tres días de duración.
- Limpie su Velform® Epilwiz antes y después de cada uso para evitar la existencia de bacterias que penetren en la piel y produzcan irritaciones.
- Para depilar la zona del bikini y las axilas, se aconseja el uso previo de exfoliantes, para evitar la aparición de vello enquistado. Si hace mucho que no se depila esas zonas, es aconsejable el uso previo de un cortador de vello o cuchilla en la primera sesión.

DESCRIPCION

- 1- Botón de encendido/apagado
- 2- Cubierta protectora para el cabezal de depilación
- 3- Accesorio para zonas sensibles
- 4- Luz led
- 5- Conector cable USB
- 6- Cable USB

COMO CARGAR EL PRODUCTO

- Cargue completamente el aparato antes de usarlo por primera vez o tras un largo periodo sin usarlo.
- Enchufe el extremo USB del Cable USB (6) a un puerto USB de su ordenador como se indica en la Imagen A)
 - Inserte el otro extremo USB del Cable USD (6) al puerto mini USB que hay en la parte trasera de su Velform® Epilwiz (5), tal y como se indica en la Imagen B. Y póngalo a cargar. Puede cargarlo conectándolo a un ordenador o a un cargador USB.

El aparato tarda aproximadamente 1 hora y 50 minutos en cargarse por completo, cuando esté totalmente cargado horas, Velform® Epilwiz tiene una autonomía de 80 minutos.

Cuando se está cargando se ilumina una luz roja; cuando la batería está totalmente cargada la luz se vuelve verde.

Cuando el aparato está encendido, la luz verde que hay en la parte inferior del producto (junto al conector del cable USB) permanece encendida.

Cuando la batería esta baja (cuando la batería restante es en torno al 5%) la luz verde parpadea, recordándole que debe cargar el aparato.

NOTA: Velform® Epilwiz se apagará automáticamente cuando detecte bajo voltaje (bajo voltaje significa menos de 3.2V)

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Cargue el Velform® Epilwiz completamente
- 2- Cuando utilice su depilador Velform® Epilwiz, recuerde tensar la zona de la piel a tratar, con el fin de evitar sensaciones molestas.
- 3- Encienda su Velform® Epilwiz deslizando el botón de encendido/apagado hacia arriba. La luz led se encenderá.
- 4- No es necesario ejercer presión sobre la zona a depilar
- 5- Para familiarizarse con el aparato se recomienda probar primero en el mentón.
- 6- Deslice su Velform® Epilwiz sobre la piel en dirección contraria al crecimiento del vello.
- 7- Cuando haya acabado de usar el aparato, deslice el interruptor de encendido/apagado hacia abajo.
- 8- El accesorio de zonas sensibles (3) es para depilar las zonas más delicadas; si desea una depilación más profunda o la zona a depilar no es delicada, quite este accesorio y utilice Velform® Epilwiz con el cabezal totalmente expuesto. Para retirar el accesorio de zonas sensibles, basta con deslizarlo hacia arriba.
- 9- Limpie cuidadosamente el cabezal de depilación después de cada uso (ver instrucciones de limpieza).
10. Para aliviar la piel le recomendamos aplicar una crema hidratante después de la depilación.
11. Cuando se depile por primera vez, es recomendable depilarse por la noche, de modo que cualquier posible enrojecimiento de la piel pueda desaparecer durante esta.

CONSEJOS UTILES

- Velform® Epilwiz puede ser usado para depilar la zona del labio superior, mejilla, barbilla y entrecejo.
- Puede utilizar Velform® Epilwiz para eliminar vello entre o sobre las cejas pero nunca para dar forma a las cejas.
- Si desea depilar sus piernas, ingles o axilas, el vello debe tener una longitud mínima de 5mm.
- Tenga especial cuidado al depilar la zona del labio superior. Tense bien la piel con los dedos.

LIMPIEZA

1. Asegúrese que Velform® Epilwiz está apagado antes de proceder a la limpieza.
 - 2- Retire el accesorio para zonas sensibles
 - 3- Use un cepillo limpiador para retirar los restos del vello extraído.
- IMPORTANTE: Para limpiar posibles restos de grasa, use un algodón con unas gotas de alcohol; asegúrese de no humedecer mucho el algodón.
- ### ESPECIFICACIONES TECNICAS
- Baterías: Batería de iones de Litio de 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA.

Garantía de calidad

Este producto queda cubierto por una garantía contra defectos de fabricación sujeta a los plazos de tiempo estipulados por la legislación vigente en cada país.

Esta garantía no cubre los daños derivados de un uso inadecuado, uso comercial negligente, desgaste anormal, accidentes o manipulación indebida.

La directiva WEE requiere que la toma de deshacerse de todos los productos eléctricos y electrónicos antiguos o defectuosos sea segura para el medio ambiente.

Este símbolo indica que no debe deshacerse de este producto con el resto de residuos generales de su hogar. Contacte con el organismo competente en su localidad y le indicarán el centro de recogida más cercano.

Fabricado en China

Français

Nous vous remercions d'avoir choisi Velform® Epilwiz, l'épilateur qui élimine avec précision les poils les plus fins depuis la racine.

AVERTISSEMENTS

- Nous vous prions de bien vouloir lire entièrement et attentivement les consignes d'utilisation avant d'utiliser Velform® Epilwiz.
- N'utilisez Velform® Epilwiz que dans les cas décrits dans la notice d'utilisation.
- Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- Conservez votre Velform® Epilwiz hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, ou dépourvues de l'expérience et des connaissances nécessaires, à condition qu'elles soient encadrées ou aient reçu les instructions pertinentes pour utiliser le produit en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques que cela implique.
- Pour éviter tout risque, gardez le Velform® Epilwiz éteint débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne chargez jamais la batterie si la température est inférieure à 0°C. Utilisez, chargez et stockez l'appareil à une température comprise entre 5°C et 35°C.
- Évitez de charger la batterie en l'exposant à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une source de chaleur.
- Ne chargez jamais la batterie en continu pendant plus de 48 heures.
- Gardez votre Velform® Epilwiz constamment au sec. Ne le rangez pas dans un endroit humide ou à proximité de récipients contenant de l'eau. En cas d'immersion dans de l'eau, ne le touchez pas et ne le réutilisez pas.
- Utilisez toujours Velform® Epilwiz sur une peau propre, sèche et sur laquelle vous n'avez pas appliqué de produits cosmétiques, y compris de crèmes.
- Lorsque vous utilisez votre Velform® Epilwiz, maintenez-le à distance des cils, cheveux et vêtements. N'utilisez pas votre Velform® Epilwiz si vous avez de l'acné, des grains de beauté, du diabète ou de l'eczéma, si vous êtes hémophile, si vous souffrez d'un déficit immunitaire, de rosacée, de varices, en cas de blessures, d'irritation ou d'inflammation de la peau. Consultez d'abord votre médecin.
- En cas d'antécédents de santé, ne l'utilisez pas sans avis médical.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque, ne l'utilisez pas sans avis médical.
- Si vous ne vous êtes jamais épilé ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, vous pouvez éprouver une sensation de démangeaison ou une irritation au cours des premières séances, qui disparaîtra au fil des séances. Ceci est dû au fait que Velform® Epilwiz arrache le poil par la racine.
- Il est possible que certains poils poussent vers l'intérieur, car Velform® Epilwiz arrache le poil par la racine. Dans ce cas, nous vous conseillons de masser la zone et d'utiliser des éponges végétales.
- En cas de rougeurs ou d'irritations persistant plus de trois jours, consultez votre médecin.
- Nettoyez votre Velform® Epilwiz avant et après chaque utilisation pour éviter que les bactéries ne pénètrent dans la peau et ne provoquent des irritations.
- Lors de l'épilation du maillot et des aisselles, il est conseillé d'utiliser des gommages avant utilisation, pour éviter les poils incarnés. Si cela fait longtemps que vous n'épilez pas ces zones, il est recommandé d'utiliser au préalable une tondeuse ou un rasoir lors de la première séance.

DESCRIPTION

- 1- Bouton marche/arrêt
- 2- Couverture de protection pour la tête d'épilation
- 3- Accessoire pour zones sensibles
- 4- Lumière LED
- 5- Connecteur USB
- 6- Câble USB

COMMENT CHARGER LE PRODUIT

- Chargez complètement l'appareil avant de l'utiliser pour la première fois ou après une longue période de non-utilisation.
- Branchez l'extrémité USB du câble USB (6) sur un port USB de votre ordinateur, comme indiqué sur l'image A.
 - Insérez l'autre extrémité USB du câble USB (6) dans le port mini USB à l'arrière de votre Velform® Epilwiz (5), comme indiqué sur l'image B. Et chargez-le. Vous pouvez le charger en le connectant à un ordinateur ou à un chargeur USB.

Il faut environ 1 heure et 50 minutes pour recharger complètement l'appareil. Une fois complètement chargé, le Velform® Epilwiz a une autonomie de 80 minutes.

Pendant la charge, un voyant rouge s'allume ; lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant devient vert.

Lorsque l'appareil est allumé, le voyant vert situé sur la partie inférieure du produit (à côté du connecteur du câble USB) reste allumé.

Lorsque la batterie est faible (lorsque la batterie restante est d'environ 5 %), le voyant vert clignote, vous rappelant de charger l'appareil.

NOTE : Le Velform® Epilwiz s'éteint automatiquement lorsqu'il détecte une basse tension (basse tension signifie moins de 3,2V).

MODE D'EMPLOI

1. Chargez complètement le Velform® Epilwiz.
2. Lors de l'utilisation de votre épilateur Velform® Epilwiz, veillez à étirer la zone de la peau à traiter, afin d'éviter des sensations désagréables.
3. Allumez votre Velform® Epilwiz en faisant glisser le bouton marche/arrêt vers le haut. La lumière LED s'allume.
4. Il n'est pas nécessaire d'exercer une pression sur la zone à épiler.
5. Pour se familiariser avec l'appareil, il est recommandé de faire un premier essai sur le menton.
6. Faites glisser votre Velform® Epilwiz sur la peau dans le sens contraire de la pousse des poils.
7. Lorsque vous avez fini d'utiliser l'appareil, faites glisser l'interrupteur marche/arrêt vers le bas.
8. L'accessoire pour zones sensibles (3) est conçu pour épiler les zones plus délicates. Si vous souhaitez une épilation en profondeur ou si la zone à épiler n'est pas délicate, retirez cet accessoire et utilisez Velform® Epilwiz avec la tête entièrement à découvert. Il suffit de faire glisser l'accessoire pour zones sensibles vers le haut pour le retirer. (voir instructions de nettoyage).
9. Nettoyez minutieusement la tête d'épilation après chaque utilisation (voir instructions de nettoyage).
10. Pour soulager la peau, nous vous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation.
11. Si vous vous épiliez pour la première fois, il est recommandé de le faire le soir, pour que les éventuelles rougeurs disparaissent pendant la nuit.

CONSEILS UTILES

- Velform® Epilwiz peut être utilisé pour épiler le dessus de la lèvre supérieure, les joues, le menton et l'entre-sois.
- Vous pouvez utiliser Velform® Epilwiz pour éliminer les poils sourcils ou de l'entre-sois, mais jamais pour leur donner une forme.
- Si vous souhaitez procéder à l'épilation des jambes, du maillot ou des aisselles, les poils doivent avoir une longueur minimum de 5 mm.
- Faites particulièrement attention lors de l'épilation du dessus de la lèvre supérieure. Étirez bien la peau avec les doigts.

NETTOYAGE

1. Assurez-vous que le Velform® Epilwiz est éteint avant de le nettoyer.
 2. Retirez l'accessoire pour zones sensibles
 3. Utilisez une brosse de nettoyage pour éliminer les restes de poils.
- IMPORTANT : Pour nettoyer les éventuels restes de graisse, utilisez un morceau de coton avec quelques gouttes d'alcool ; veillez à ne pas trop humidifier le coton.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Batteries : Batterie lithium-ion 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA.

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

La directive DEEE exige que la mise au rebut d'équipements électriques et électroniques anciens ou défectueux respecte l'environnement.

Ce symbole indique que vous ne devez pas jeter cet appareil avec vos ordures ménagères. Contactez l'organisme compétent de votre ville qui vous indiquera le centre de collecte le plus proche de chez vous.

Fabriqué en Chine

INDUSTEX
Industex, s.l.
Av. P. Catalanes 34, 8ª planta
08950 Espinosa de llobregat
Barcelona - Spain
e-mail: industex@industex.com
www.industex.com
(+34) 93 254 71 00


VENTEO
17 rue de la Garenne
95310 SAINT-QUEN LAUMONE
FRANCE
venteo@venteq.fr
www.venteq.fr
(+33) 1 34258551

ISL GmbH
Oßmestr. 3
D 26131 Oldenburg Germany
www.venteq.com
+49 (0) 441 95 07 080

BEST DIRECT
PO Box 202, Spit Junction NSW
2088, Australia
Best Direct (International) Benelux B.V.
Hogebrikerweg 19B
3871 KN Hoevelaken
The Netherlands
www.bestdirect.nl

Best Direct International Ltd.
Asiakaspalvelu - Suomi:
029 193 0300 www.bestdirect.fi
Kundtjänst - Sverige:
077 033 0300 www.bestdirect.se

ISL ITALY S.r.l.
P.IVA: 06919170966
Via Donizetti 3
20122 Milano-Italia
www.isl-italy.com
industex@industex.com



Made in China/ Fabricado en China/ Fabriqué en Chine/
Hergestellt in China/ Prodotto in Cina/ Fabricado en China

Deutsch

Vielen Dank für den Kauf von Velform® Epilwiz, dem Epilierer, mit dem selbst feinste Haare an der Wurzel präzise entfernt werden.

WICHTIG

- Vor dem Gebrauch von Velform® Epilwiz ist die Gebrauchsanweisung aufmerksam und vollständig durchzulesen.
- Velform® Epilwiz nur für die in der Gebrauchsanweisung aufgeführten Zwecke verwenden.
- Die Gebrauchsanweisung für späteres Nachlesen aufbewahren.
- Velform® Epilwiz darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und Personen, die nicht über entsprechende Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, verwendet werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt werden oder die für den sicheren Gebrauch des Geräts notwendigen Anweisungen erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Um jegliche Art von Risiken zu vermeiden, Velform® Epilwiz bei Nichtgebrauch vom Stromnetz getrennt aufbewahren.
- Laden Sie den Akku niemals auf, wenn die Temperatur unter 0°C liegt. Verwenden, laden und lagern Sie das Gerät bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C.
- Vermeiden Sie es, den Akku in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle zu laden.
- Laden Sie den Akku niemals länger als 48 Stunden ununterbrochen auf.
- Velform® Epilwiz muss immer trocken bleiben. Nicht an feuchten Orten oder in der Nähe von Behältern mit Wasser aufbewahren. Falls das Gerät ins Wasser fallen sollte, es danach weder anfassen noch erneut benutzen.
- Velform® Epilwiz ist lediglich auf sauberer und trockener Haut, frei von kosmetischen Produkten einschließlich Cremes, zu verwenden.
- Während der Verwendung darf Velform® Epilwiz nicht in die Nähe von Wimpern, Haaren oder Kleidung geraten.
- Velform® Epilwiz bei Akne, Muttermalen, Diabetes, Ekzemen, Hämophilie, Immunschwäche, Rosazea, Krampfadern und Wunden nicht verwenden, auch nicht bei gereizter oder entzündeter Haut. Zuerst den Arzt konsultieren.
- Bei bestehenden Vorerkrankungen konsultieren Sie vor dem Gebrauch Ihren Arzt.
- Im Fall eines vorhandenen Herzschrittmachers vor dem Gebrauch Ihren Arzt konsultieren.
- Wenn man sich noch nie epiliert hat oder das letzte Mal schon lange her ist, kann bei den ersten Anwendungen ein Gefühl des Juckens oder Hautreizung auftreten, dass bei den darauffolgenden Anwendungen nach und nach verschwindet. Das liegt daran, dass Velform® Epilwiz die Haare an der Wurzel entfernt.
- Es kann sein, dass Haare nach innen wachsen, da Velform® Epilwiz die Haare an der Wurzel entfernt. In diesem Fall wird empfohlen, die entsprechende Stelle zu massieren sowie pflanzliche Schwämme zu benutzen.
- Ziehen Sie bei länger als drei Tage anhaltenden Rötungen oder Reizungen den Arzt zu Rate.
- Ihren Velform® Epilwiz vor und nach jeder Verwendung reinigen, damit sich keine Bakterien bilden und in die Haut eindringen und Reizungen verursachen können.
- Zum Epilieren der Bikinizone und der Achseln wird die vorherige Anwendung eines Peelings empfohlen, um das Einwachsen von Haaren zu vermeiden. Wenn es schon länger her, dass diese Bereiche epiliert wurden, wird empfohlen, vor deren erneuten Epilierung ein Haar-schneidegerät oder eine Klinge zu verwenden.

BESCHREIBUNG

- EIN-/AUS-Schalter
- Schutzabdeckung für den Epilierkopf
- Aufsatz für sensible Stellen
- LED-Licht
- USB-Kopfanschluss
- USB-Kabel

WIE MAN DAS PRODUKT AUFLÄDT

Laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal oder nach längerer Nichtbenutzung verwenden.
- Stecken Sie das USB-Ende des USB-Kabels (6) in einen USB-Anschluss an Ihrem Computer (siehe Abbildung A).
- Stecken Sie das andere USB-Ende des USB-Kabels (6) in den Mini-USB-Anschluss auf der Rückseite Ihres Velform® Epilwiz (5), wie in Bild B gezeigt. Und laden Sie es auf. Sie können es aufladen, indem Sie es an einen Computer oder ein USB-Ladegerät anschließen.

Das Gerät benötigt ca. 1 Stunde und 50 Minuten, um sich vollständig aufzuladen; bei voller Ladung hat der Velform® Epilwiz eine Akkulaufzeit von 80 Minuten.

Während des Ladevorgangs leuchtet ein rotes Licht auf; wenn der Akku vollständig geladen ist, wird das Licht grün.

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet das grüne Licht an der Unterseite des Geräts (neben dem USB-Kabelanschluss) weiter. Bei niedrigem Akkustand (wenn der verbleibende Akkustand etwa 5% beträgt) blinkt das grüne Licht und erinnert Sie daran, das Gerät aufzuladen.

HINWEIS: Velform® Epilwiz schaltet sich automatisch ab, wenn es eine niedrige Spannung erkennt (niedrige Spannung bedeutet weniger als 3,2 V).

GEBRAUCHSANWEISUNG

- Laden Sie Velform® Epilwiz vollständig.
- Bei der Benutzung von Velform® Epilwiz nicht vergessen, die Haut zu straffen, um ein unangenehmes Gefühl zu vermeiden.
- Schalten Sie Ihren Velform® Epilwiz ein, indem Sie den Ein/Aus-Knopf nach oben schieben. Die LED-Leuchte schaltet sich ein.
- Man muss keinen Druck auf den zu epilierenden Bereich ausüben.
- Um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, wird empfohlen, es zuerst am Kinn zu probieren.
- Velform® Epilwiz gegen die Haarwuchsrichtung über die Haut gleiten lassen.
- Nach der Verwendung des Geräts den Ein-/Aus-Schalter in die Position 0 (ausgeschaltet) bringen.
- Der Aufsatz für sensible Stellen (3) dient dazu, empfindlichste Bereiche zu epilieren. Falls eine tiefergehende Epilierung gewünscht wird oder der zu epilierende Bereich nicht empfindlich ist, den Aufsatz abnehmen und Velform® Epilwiz mit unbedecktem Epilierkopf verwenden. Der Aufsatz für sensible Stellen kann einfach nach oben abgezogen werden.
- Epilierkopf nach jeder Verwendung sorgfältig reinigen (siehe Reinigungshinweise).
- Zur Hautberuhigung wird empfohlen, nach jedem Epilervorgang eine Feuchtigkeitsscreme aufzutragen.
- Es ist empfehlenswert, sich zum allerersten Mal abends zu epilieren, so dass mögliche Hautreizungen über Nacht verschwinden können.

NÜTZLICHE TIPPS

- Mit Velform® Epilwiz kann der Oberlippenbereich, Wangen, Kinn und der Bereich zwischen den Augenbrauen epiliert werden.
- Mit Velform® Epilwiz kann der Haarwuchs zwischen oder über den Augenbrauen entfernt werden, aber man kann diesen damit keine Form geben.
- Wenn Beine, Bikinizone oder Achseln epiliert werden sollen, muss das Haar eine Mindestlänge von 5 mm aufweisen.
- Beim Epilieren des Oberlippenbereichs besonders vorsichtig vorgehen. Die Haut mit den Fingern gut straffen.

REINIGUNG

- Stellen Sie sicher, dass Velform® Epilwiz vor der Reinigung ausgeschaltet ist.
- Aufsatz für sensible Stellen abnehmen.
- Zur Beseitigung der entfernten Haare eine Reinigungsbürste verwenden.

WICHTIG: Zur Entfernung von möglichen Fettrückständen einen Wattepad mit ein paar Tropfen Alkohol verwenden; den Wattepad nicht zu stark anfeuchten.

TECHNISCHE DATEN

Akku: Lithium-Ionen-Akku 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA.



Gemäß der WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen ausgediente und beschädigte elektrische und elektronische Produkte umweltgerecht entsorgt werden.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll entsorgt werden darf. Die lokal zuständige Behörde kann Ihnen den am nächsten gelegenen Wertstoffhof nennen.

Hergestellt in China

Italiano

Grazie per aver acquistato Velform® Epilwiz, il depilatore che rimuove con precisione i peli più sottili alla radice.

AVVERTENZE

-Prima di usare Velform® Epilwiz, leggere attentamente e completamente questo manuale di istruzioni.
-Utillizzare Velform® Epilwiz solo nei casi descritti nel manuale di istruzioni.
-Conservare le istruzioni per un eventuale riferimento futuro.
-Tenere Velform® Epilwiz fuori dalla portata dei bambini.
-Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, o mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate e istruite riguardo l'uso in sicurezza dell'apparecchio e siano consapevoli dei rischi connessi.
- Non caricare mai la batteria se la temperatura è inferiore a 0°C. Utilizzare, caricare e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra 5°C e 35°C.
- Evitare di caricare la batteria esponendola alla luce diretta del sole o vicino a una fonte di calore.
- Non caricare mai la batteria in modo continuo per più di 48 ore.
-Tenere Velform® Epilwiz sempre asciutto. Non conservare in luoghi umidi o vicino a contenitori d'acqua. Se l'unità dovesse cadere in acqua, non toccarla o riutilizzarla.
-Utillizzare sempre Velform® Epilwiz sulla pelle pulita, asciutta e priva di qualunque prodotto cosmetico, creme comprese.
-Tenere Velform® Epilwiz lontano da ciglia, capelli e capi d'abbigliamento durante l'uso.
-Non utilizzare Velform® Epilwiz in caso di acne, nei, diabete, eczemi, emofilia, deficienza immunitaria, rosacea, varici, ferite o se la pelle è irritata o infiammata. Prima consultare il proprio medico.
-In caso di patologie della pelle pregresse, consultare il proprio medico prima dell'uso.
-I portatori di pacemaker devono consultare un medico prima di utilizzare questo apparecchio.
-Se non ci si è mai depilati o è passato molto tempo dall'ultima depilazione, nelle prime sessioni si potrebbero avvertire sensazioni di prurito o irritazione, che scompariranno successivamente. Ciò si deve al fatto che Velform® Epilwiz estrae i peli dalla radice.
-E possibile che qualche pelo ricresca verso l'interno, perché Velform® Epilwiz estrae i peli dalla radice. In questo caso si consiglia di massaggiare la zona e l'uso di spugne vegetali.
-Consultare il proprio medico in caso di arrossamenti o irritazioni di durata superiore ai tre giorni.
-Pulire il Velform® Epilwiz prima e dopo ogni uso per evitare la presenza di batteri che possono entrare nella pelle e causare irritazioni.
-Per depilare la zona bikini e le ascelle, si consiglia di usare prima dei prodotti esfolianti per evitare la comparsa di peli incarniti. Se è da molto che non si depilano queste zone, è consigliabile usare un taglia-peli o un rasoio prima della prima sessione.

DESCRIZIONE

- Pulsante di accensione/spengimento
- Coperchio di protezione per la testina di depilazione
- Accessorio per zone sensibili
- Luce Led
- Connettore USB
- Cavo USB

COME CARICARE IL PRODOTTO

Caricare completamente il dispositivo prima di utilizzarlo per la prima volta o dopo un lungo periodo di inutilizzo.
- Inserire l'estremità del cavo USB (6) in una porta USB del computer, come mostrato nella figura A).
- Inserire l'altra estremità del cavo (6) nella porta mini USB sul retro del Velform® Epilwiz (5), come mostrato nell'immagine B. E caricarlo. È possibile caricarlo collegandolo a un computer o a un caricatore USB.

Il dispositivo impiega circa 1 ora e 50 minuti per ricaricarsi completamente; quando è completamente carico, Velform® Epilwiz ha un'autonomia di 80 minuti.

Durante la carica, si accende una luce rossa; quando la batteria è completamente carica, la luce diventa verde.

Quando il dispositivo è acceso, la luce verde sul fondo del prodotto (accanto al connettore del cavo USB) rimane accesa. Quando la batteria è scarica (quando la batteria residua è circa il 5%) la luce verde lampeggia, ricordando di caricare il dispositivo.

NOTA: Velform® Epilwiz si spegne automaticamente quando rileva una bassa tensione (bassa tensione significa meno di 3,2 V).

ISTRUZIONI D'USO

- Caricare completamente il Velform® Epilwiz.
- Durante l'uso del depilatore Velform® Epilwiz, ricordarsi di stritare la zona della pelle da trattare per evitare sensazioni spiacevoli.
- Accendere il Velform® Epilwiz facendo scorrere il pulsante di accensione/spengimento verso l'alto. La luce led si accende.
- Non è necessario esercitare pressione sulla zona da depilare.
- Per familiarizzare con l'apparecchio, si raccomanda di provarlo prima sul mento.
- Far scorrere il Velform® Epilwiz sulla pelle nella direzione opposta alla crescita dei peli.
- Al termine dell'utilizzo dell'apparecchio, far scorrere l'interruttore di accensione/spengimento verso il basso.
- L'accessorio per zone sensibili (3) serve per la depilazione delle zone più delicate; se si desidera una depilazione più profonda o la zona da depilare non è delicata, rimuovere questo accessorio e usare Velform® Epilwiz con la testina completamente esposta. Per rimuovere l'accessorio per zone sensibili, basta farlo scorrere verso l'alto.
- Pulire accuratamente la testina di depilazione dopo ogni utilizzo (vedere le istruzioni per la pulizia).
- Per lenire la pelle si consiglia di applicare una crema idratante dopo la depilazione.
- È consigliabile effettuare la prima depilazione la sera, in modo che l'eventuale arrossamento della pelle possa scomparire durante la notte.

CONSIGLI UTILI

- Velform® Epilwiz può essere usato per rimuovere i peli dal labbro superiore, dalle guance, dal mento e della zona tra le sopracciglia.

-E' possibile usare Velform® Epilwiz per rimuovere i peli tra o sulle sopracciglia, ma mai per modellare le sopracciglia.

-Se si desidera depilare gambe, inguine o ascelle, i peli devono essere lunghi almeno 5 mm.

-Fare particolare attenzione alla depilazione della zona del labbro superiore. Stendere bene la pelle con le dita.

PULIZIA

- Assicurarsi che Velform® Epilwiz sia spento prima della pulizia.
 - Rimuovere l'accessorio per zone sensibili.
 - Utilizzare una spazzola detergente per rimuovere i residui di peli rimossi.
- IMPORTANTE:** Per pulire i residui di grasso, usare un batuffolo di cotone con qualche goccia di alcool; assicurarsi di non bagnare troppo il batuffolo.

SPECIFICHE TECNICHE

Batterie: batteria agli ioni di litio 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA.

Garanzia di qualità

Il prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di fabbricazione, per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore in ciascun paese.

La garanzia non copre danni arrecati da uso improprio, uso commerciale negligente, usura eccessiva, incidenti o manutenzione inadeguata.

La direttiva RAEE esige che lo smaltimento di tutti i prodotti elettrici ed elettronici vecchi o difettosi si effettui in modo sicuro per l'ambiente.

Questo simbolo indica che non si deve smaltire questo prodotto con gli altri rifiuti domestici generici. Contattare l'ente locale competente e farsi indicare il centro raccolta più vicino.

Made in Cina

português

Obrigado por comprar o Velform® Epilwiz, um depilador que elimina com precisão os pelos mais finos a partir da raiz.

ADVERTÊNCIAS

- Leia completa e atentamente estas instruções antes de utilizar o Velform® Epilwiz.
- Utilize o Velform® Epilwiz apenas para as finalidades indicadas no manual de instruções.
- Guarde as instruções para as eventuais dúvidas futuras.
- Mantenha o seu Velform® Epilwiz fora do alcance das crianças.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e por pessoas com capacidade física, sensorial ou mental diminuída ou que não tenham a experiência ou o conhecimento suficientes, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido as instruções adequadas para uma utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
Para evitar qualquer risco, mantenha o Velform® Epilwiz desligado quando não estiver a utilizá-lo.
- Nunca carregue a bateria se a temperatura for inferior a 0°C. Utilizar, carregar e armazenar o dispositivo a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
- Evite carregar a bateria expondo-a à luz solar directa ou perto de uma fonte de calor.
- Nunca carregue a bateria continuamente durante mais de 48 horas.
- Mantenha o seu Velform® Epilwiz sempre seco. Não o guarde em lugares húmidos, nem próximo de recipientes com água. Se a unidade cair na água, não lhe toque nem volte a utilizá-la.
- Utilize sempre o seu Velform® Epilwiz com a pele limpa, seca e sem qualquer produto cosmético, incluindo cremes.
- Mantenha o Velform® Epilwiz afastado das pestanas, do cabelo e da roupa durante a utilização.
- Não utilize o Velform® Epilwiz sobre sinais, eczemas, feridas, pele irritada ou inflamada ou se tiver acne, rosácea, varizes, diabetes, hemofilia e deficiência imunológica. Consulte primeiro o seu médico.
- Em caso de doença prévia, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.
- Se tiver um pacemaker, consulte o seu médico antes de utilizar o aparelho.
- Se nunca se tiver depilado ou se não o fizer há muito tempo, é possível que nas primeiras sessões tenha uma sensação de ardor ou irritação que irá desaparecendo nas sessões seguintes. Isto ocorre porque o Velform® Epilwiz arranca o pelo com a raiz.
- É possível que alguns pelos cresçam para dentro, por o Velform® Epilwiz arrancar o pelo pela raiz. Neste caso, aconselhamos massagens na zona, bem como a utilização de esponjas vegetais.
- Em caso de vermelhidão ou irritação cutânea que dure mais de três dias, consulte o seu médico.
- Limpe o Velform® Epilwiz antes e depois de cada utilização para evitar a existência de bactérias que penetrem na pele e produzam irritações.
- Para depilar a zona do biquíni e das axilas, é recomendável utilizar previamente exfoliantes, para evitar o aparecimento de pelos encravados. Se não depilar estas zonas há muito tempo, é recomendável a utilização prévia de um aparador de pelos ou uma gilete na primeira sessão.

DESCRIÇÃO

- Botão de ligar/desligar
- Cobertura protetora para a cabeça de depilação
- Acessório para zonas sensíveis
- Luz LED
- Conector de cabeça USB
- Cabo USB

COMO COBRAR O PRODUTO

Carregar totalmente o dispositivo antes de o utilizar pela primeira vez ou após um longo período de não-utilização.

- Ligue a extremidade USB do Cabo USB (6) a uma porta USB no seu computador, como mostra a Figura A).

- Insira a outra extremidade USB do Cabo USD (6) na porta mini USB na parte de trás do seu Velform® Epilwiz (5), como mostrado na Imagem B. E carregue-a.

O dispositivo demora aproximadamente 1 hora e 50 minutos a carregar completamente; quando completamente carregado, o Velform® Epilwiz tem uma duração de bateria de 80 minutos.

Ao carregar, acende-se uma luz vermelha; quando a bateria está completamente carregada, a luz torna-se verde.

Quando o dispositivo é ligado, a luz verde na parte inferior do produto (ao lado do conector do cabo USB) permanece acesa.

Quando a bateria está fraca (quando a bateria restante é de cerca de 5%) a luz verde pisca, lembrando-lhe para carregar o dispositivo.

NOTA: Velform® Epilwiz desliga-se automaticamente quando detecta baixa tensão (baixa tensão significa menos de 3,2V).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque uma pilha AA de 1,5 V no compartimento da parte inferior do seu Velform® Epilwiz e volte a fechá-lo. A pilha não está incluída. Para abrir o compartimento da pilha, rode o Velform® Epilwiz para a esquerda (onde está o símbolo).

Para o fechar, rode o Velform® Epilwiz na direção contrária até ouvir um clique.

- Carregar o Velform® Epilwiz completamente.
- Quando utilizar o seu depilador Velform® Epilwiz, não se esqueça de esticar a zona da pele a tratar, para evitar uma sensação incómoda.
- Ligue o seu Velform® Epilwiz desligando o botão de ligar/desligar para cima A luz LED acender-se-á.
- Não é necessário exercer pressão sobre a zona a depilar.
- Para se familiarizar com o aparelho, é recomendável experimentar primeiro no queixo.
- Deslize o Velform® Epilwiz sobre a pele na direção contrária ao crescimento dos pelos.
- Quando tiver terminado de utilizar o aparelho, deslize o interruptor de ligar/desligar para baixo.
- O acessório de zonas sensíveis (3) serve para depilar as zonas mais delicadas; se quiser uma depilação mais profunda ou se a zona a depilar não for delicada, retire este acessório e utilize o Velform® Epilwiz com a cabeça totalmente exposta. Para retirar o acessório das zonas sensíveis, bastando deslizar-lo para cima.
- Limpe cuidadosamente a cabeça de depilação depois de cada utilização (ver instruções de limpeza).
- Para aliviar a pele, recomendamos aplicar um creme hidratante depois da depilação.
- Quando se depilar pela primeira vez, é recomendável fazê-lo à noite, de modo que qualquer eventual vermelhidão da pele possa desaparecer durante o resto da noite.

CONSELHOS ÚTEIS

- O Velform® Epilwiz pode ser utilizado para depilar a zona do lábio superior, bochecha, queixo e entre as sobrancelhas.

- Pode utilizar o Velform® Epilwiz para eliminar os pelos entre ou sobre as sobrancelhas, mas nunca para as delinear.

- Se quiser depilar as suas pernas, virilhas ou axilas, os pelos devem ter um comprimento mínimo de 5 mm.

- Tenha um especial cuidado ao depilar a zona do lábio superior. Estique bem a pele com os dedos.

LIMPÉZA

- Assegure-se de que o Velform® Epilwiz está desligado antes de proceder à limpeza.
- Retire o acessório para zonas sensíveis.
- Utilize uma escova limpadora para retirar os restos dos pelos extraídos.

IMPORTANTE: Para limpar eventuais resíduos de gordura, utilize um algodão com umas gotas de álcool; certifique-se de que não humedecede demasiado o algodão.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Baterias: Bateria de íões de lítio 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA

Garantia de qualidade

Il prodotto è coperto da garanzia contro i difetti di fabbricazione, per il periodo stabilito dalla legislazione in vigore in ciascun paese.

La garanzia non copre danni arrecati da uso improprio, uso commerciale negligente, usura eccessiva, incidenti o manutenzione inadeguata.



A diretiva WEE requer que a eliminação de todos os produtos elétricos e eletrônicos usados ou defeituosos seja segura para o meio ambiente.

Este símbolo indica que não se deve eliminar este produto com os restantes resíduos gerais da sua casa. Contacte com o organismo competente na sua localidade para que lhe indique o centro de recolha mais próximo.

Fabricado na China

nederlands

Bedankt voor uw aankoop van de Velform® Epilwiz, de epilator die heel nauwkeurig zelfs de fijnste haartjes vanaf de wortel verwijdert.

WAARSCHUWINGEN

- Lees de gebruiksaanwijzing volledig en aandachtig door alvorens de Velform® Epilwiz te gebruiken.
- Gebruik de Velform® Epilwiz alleen voor de doeleinden die in de gebruikershandleiding zijn vermeld.
- Bewaar de handleiding voor mogelijke raadplegingen in de toekomst.
- Houd uw Velform® Epilwiz buiten het bereik van kinderen.
- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of zonder ervaring of kennis, mits zij dat doen onder toezicht of de juiste aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren die dat met zich meebrengt begrijpen.
- Laat Velform® Epilwiz uitgeschakeld wanneer u het niet gebruikt, om elk risico te vermijden.
- Laad de batterij nooit op als de temperatuur lager is dan 0°C. Gebruik, laad op en bewaar het toestel bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C.
- Vermijd het opladen van de batterij door deze bloot te stellen aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron.
- Laad de batterij nooit langer dan 48 uur onafgebroken op.
- Houd uw Velform® Epilwiz altijd droog. Bewaar het apparaat niet op vochtige plaatsen of in de buurt van water. Indien het in het water valt, raak het dan niet aan en gebruik het niet meer.
- Gebruik uw Velform® Epilwiz altijd op een schone, droge huid, vrij van cosmetische producten zoals crèmes.
- Houd de Velform® Epilwiz tijdens het gebruik uit de buurt van wenkbrauwen, haar en kleding.
- Gebruik uw Velform® Epilwiz niet bij acne, moeder-vlekken, diabetes, eczeem, hemofilie, immuundeficiëntie, rosacea, spataders, wonden, of wanneer uw huid geïrriteerd of ontstoken is. Raadpleeg vooraf uw arts.
- Raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken, als u aan om het even welke ziekte lijdt.
- Raadpleeg uw arts alvorens het apparaat te gebruiken, als u een pacemaker hebt.
- Als u zich nooit eerder hebt geëpileerd of als het lang geleden is, is het mogelijk dat uw huid tijdens de eerste sessies prikt of geïrriteerd raakt. Dat gevoel verdwijnt na een aantal sessies. Dit komt omdat de Velform® Epilwiz de haartjes vanaf de wortel verwijdert.
- Het is mogelijk dat sommige haartjes naar binnen groeien, omdat de Velform® Epilwiz ze vanaf de wortel verwijdert. In dat geval raden we aan de zone te masseren en plantaardige sponzen te gebruiken.
- Raadpleeg uw arts bij roodheid of irritaties die langer dan drie dagen aanhouden.
- Maak de Velform® Epilwiz voor en na elk gebruik schoon om te voorkomen dat er bacteriën in de huid binnendringen en irritaties veroorzaken.
- Om de bikinilijn en de oksels te epileren is het raadzaam deze zones eerst te exfoliëren, om te voorkomen dat er haartjes ingroeien. Als u deze zones al lang niet meer hebt geëpileerd, is het raadzaam om voor de eerste sessie een scheerapparaat of scheermesje te gebruiken.

BESCHRIJVING

- Aan/uit-knop
- Beschermdeksel voor de epilatiekop
- Accessoire voor gevoelige zones
- Ledlampje
- USB hoofd aansluiting
- USB kabel

HOE HET PRODUCT OP TE LADEN

Laad het toestel volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt of nadat het lange tijd niet is gebruikt.

- Steek het USB-uiteinde van de USB-kabel (6) in een USB-poort van uw computer, zoals afgebeeld in afbeelding A).

- Steek het andere USB-uiteinde van de USB-kabel (6) in de mini-USB-poort aan de achterkant van uw Velform® Epilwiz (5), zoals weergegeven in afbeelding B. En laad het op.

Het duurt ongeveer 1 uur en 50 minuten om het apparaat volledig op te laden; wanneer de Velform® Epilwiz volledig is opgeladen, heeft de batterij een levensduur van 80 minuten.

Tijdens het opladen brandt een rood lampje; als de batterij volledig is opgeladen, wordt het lampje groen.

Als het apparaat is ingeschakeld, blijft het groene lampje aan de onderkant van het product (naast de USB-kabelaansluiting) branden.

Wanneer de batterij bijna leeg is (wanneer de resterende batterij ongeveer 5% is), knippert het groene lampje om u eraan te herinneren dat u het toestel moet opladen.

OPMERKING: Velform® Epilwiz schakelt automatisch uit wanneer het een lage spanning detecteert (lage spanning betekent minder dan 3,2 V).

GEbruIKSAANWIJZING

- Laad de Velform® Epilwiz volledig.
- Trek de huid die u wilt epileren strak wanneer u de Velform® Epilwiz gebruikt. Zo vermijdt u ongemakken.
- Zet uw Velform® Epilwiz aan door de aan/uit-knop naar boven te schuiven Het ledlampje gaat aan.
- U hoeft geen druk uit te oefenen op de te epileren zone.
- Het is raadzaam om het apparaat eerst uit te proberen op de kin, om ermee vertrouwd te raken.
- Laat de Velform® Epilwiz over de huid glijden, tegen de haargroei-richting in.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat, schuift u de aan/uit-schakelaar omlaag.
- Het accessoire voor gevoelige zones (3) dient om de gevoeligste zones te epileren. Verwijder dit accessoire en gebruik de Velform® Epilwiz met onbedekte kop wanneer u grondiger wilt epileren of de zone niet gevoelig is. Schuif het accessoire voor gevoelige zones naar boven om het te verwijderen.
- Maak de epilatiekop na elk gebruik zorgvuldig schoon (zie de reinigingsinstructies).
- We raden aan om na de epilatie een hydraterende crème aan te brengen, om de huid te verlichten.
- Wanneer u zich voor het eerst epileert, is het raadzaam om dat 's avonds te doen, zodat eventuele rode vlekken op de huid 's nachts kunnen wegtrekken.

NUTTIGE TIPS

-De Velform® Epilwiz is geschikt om de bovenlip, wangen, kin en zone tussen de wenkbrauwen te epileren.

-U kunt de Velform® Epilwiz gebruiken om haartjes tussen of boven de wenkbrauwen te verwijderen, maar niet om de wenkbrauwen vorm te geven.

-Om de benen, bikinilijn of oksels te epileren, moeten de haartjes minstens 5 mm lang zijn.

-Wees extra voorzichtig bij het epileren van de bovenlip. Trek de huid goed strak met uw vingers.

SCHOONMAKEN

- Zorg ervoor dat Velform® Epilwiz uitgeschakeld is alvorens te reinigen.
 - Verwijder het accessoire voor gevoelige zones.
 - Verwijder de haarresten uit het apparaat met een borsteltje.
- BELANGRIJK:** Eventuele vetresten kunt u verwijderen met enkele druppels alcohol op een wattenschijfje. Maak het wattenschijfje niet al te nat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Batterijen: Lithium-ion batterij 3,7V 1x500mAh
USB DC 5V 1000 mA.

Kwaliteitsgarantie

Voor dit product geldt een garantie tegen fabrieksfouten gedurende een periode die in de wetgeving van het betreffende land is vastgelegd.

Onder de garantie valt niet de schade die het gevolg is van verkeerd of nalatig gebruik, abnormale slijtage, ongelukken of onjuiste behandeling.